







血液透析中心醫療特色

單位簡介

民生醫院本著關懷社區、視病猶親之照護理念，提供在地腎友們舒適、便利及高品質的透析環境。全新的血液透析中心，位於北棟大樓四樓，成立於104年11月，初期設置床位12床。



寬敞、舒適、設備齊全的透析空間

優秀的醫護團隊

- 1.資深腎臟專科醫師親切服務，提供優質醫療品質。
- 2.具證照專業血液透析護理人員，提供病人全程照護。
- 3.全責護理模式：病人有固定床位，由專業的護理人員照護。
- 4.完整的血管通路建立與照護：護理人員皆有完整訓練及豐富穿刺經驗，並有心臟內科醫師、心臟外科醫師，安排處理透析血管通路之各項問題。
- 5.本院附設護理之家與呼吸照護病房，提供需安養照顧之透析腎友多重服務。

先進的醫療設備

- 1.全部採用人工合成膜之人工腎臟，提供更佳之生物相容性及清除率。
- 2.所有人工腎臟皆不重覆使用，避免重覆使用增加感染之風險及減少清除率。
- 3.設置熱消RO純水處理系統，保證透析用水品質



瑞典Gambro 熱消RO水處理系統



乾淨、簡潔的RO室

本院全面採用內建熱水消毒的逆滲透 (RO) 水處理系統。目前在台灣，只有少部分洗腎中心有配置如此精密之設備。熱消RO可完全杜絕生物聚落叢 (Biofilm) 的產生，再搭配耐熱、耐酸鹼材質的純水輸送管路，每天以85°C 高溫熱水消毒沖洗，可同步與洗腎機進行聯機熱消毒，避免化學消毒劑殘留的危險。此外，RO機逆滲透膜每月最少消毒兩次，讓病人更安心。

4.除了引進和西歐先進國家相同規格的熱水消毒水處理系統，同時為了免除人員操作上有微生物生長污染風險，更進一步採用**卡匣式的重碳酸鈉乾粉**，當腎友要透析時，才打開包裝，將其裝上血液透析機器後由機器立即製備成透析液使用。由於立即配製，且不與空氣接觸，因此沒有微生物生長污染的危險。



卡匣式重碳酸鈉乾粉(Bicart)

5.採用西歐最新型電腦控制液晶面板洗腎機



Gambro AK96

- 6.設備齊全：配有中央氧氣、抽吸系統、生理監視器、急救等設備。
- 7.全區不斷電系統，洗腎過程及品質有保障。
- 8.配備電動床、遠紅外線治療儀、個人視聽音響設備、個人置物櫃、可列印式電子磅秤等，讓您的透析過程更加方便舒適。

優質的醫療品質

- 1.每月追蹤腎友洗腎品質、貧血、營養、電解質、肝功能、血脂肪、膽固醇等。
- 2.定期的副甲狀腺、B、C肝炎、X光及心電圖檢查。
- 3.為預防B、C型肝炎交互感染，採取分區治療。
- 4.定期執行腎友個案研討與衛教護理指導。
- 5.依病情需要使用紅血球生成素、維他命注射劑、鐵劑與高效能人工腎臟。
- 6.各科醫療團隊依腎友情況需要給予機動性的會診與治療，讓腎友免於醫院間奔波之苦。

服務時間：

目前開放週一至週六早、中、兩班的血液透析治療。對於急診、住院及加護病患如有需要時，可提供緊急血液透析治療。

高雄市立民生醫院地址：高雄市苓雅區凱旋二路134號

電話：07-7511131轉5422

血液透析中心專線：07-7619200

竭誠歡迎您來電洽詢或蒞臨參觀指教



民生醫院血液透析中心
Hemodialysis Center